



IH-500 Die automatisierte Antikörper-Titration

BIO-RAD

IH-500 Antikörper-Titration

Sparen Sie Zeit
und reduzieren
Sie manuelle
Fehler




- Bio-Rad bringt die **automatisierte Antikörper-Titration** auf ein herausragendes Niveau, indem Ihnen das neuste vollautomatische Verfahren in diesem Bereich angeboten wird.
- **Sparen Sie Zeit** und führen Sie mit einem einfachen Knopfdruck die automatisierte Titrationen auf dem **IH-500 System** durch. Dieses ist mit einer speziell für ID-Karten entwickelten **ID-Titrationslösung** ausgestattet*.
- **Beugen Sie mögliche Fehler** durch manuelle Techniken vor, während das **IH-500 System** automatisch **serielle Verdünnungsreihen** durchführt.
- Je nach Bedarf führt **IH-500** eine Verdünnungsreihe von 1:1 bis 1:32, von 1:1 bis 1:2048 und von 1:64 zu 1:2048 durch.
- Die Flexibilität des Titrationsverfahrens erlaubt Ihnen, **LISS Coombs, Coomb Anti-IgG oder NaCl** ID-Karten entsprechend der benötigten Techniken zu verwenden.




* Die ID-Titration Solution kann perfekt für manuelle Methoden verwendet werden und ist komplett mit **IH-Com** integriert.

Geniessen Sie das **IH-500** System mit einer komplett automatisierten Titrationslösung.



Vollständige Integration in Ihr Labor

- Das **IH-500**-Titrationsverfahren, das automatisch in Ihre Laborpraxis integriert wird, ermöglicht die Verwendung der Bio-Rad ID-Zellen sowie die Verwendung Ihrer Labor eigenen Zellen.
- **Komplett mit IH-Com integriert**, wird das Titrationsergebnis zum Gesamtpatientenprofil hinzugefügt, was Ihnen eine **optimale Datensicherheit und schnelleres Timing** in einem sehr zuverlässigen System ermöglicht.



Wichtigste Produktmerkmale

- **Automatisierte Antikörpertitration mit zweifacher Verdünnung von:**
 - 1:1 bis 1:32
 - 1:64 bis 1:2048
 - 1:1 bis 1:2048
- **Verwenden Sie eine beliebige ID-Zelle für die Titration mit dem IH-500 System gemäss der Schlussfolgerung der Antikörper-Identifizierung**
- **Verwenden Sie die ID-Karten, die Sie benötigen:**
 - LISS/Coombs (Id-n°: 50531)
 - Coombs Anti-IgG (Id-n°: 50540)
 - NaCl, Kälte-Antikörper und Enzymtest (Id-n°: 50520)
- **ID-Titration Solution: ein Titrationspuffer, der auf die ID-System Produktlinie abgestimmt ist**
- **Komplett integriert mit IH-Com**

Bestellinformationen

| Katalog Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| 001500 | IH-500 , Fully Automated System for ID-Cards |
| 009000 | IH-Com Kit Fullversion , Data Management Software |
| 009360 | ID-Titration Solution (Id-n°: 05780), 10 x 10 ml |
| 009390 | ID-Titration Racks (Id-n°: 05770), 10 racks of 60 wells |

Erfahren Sie mehr auf: www.bio-rad.com/immunohematology



Bio-Rad ist in einigen Ländern eine Marke von Bio-Rad Laboratories, Inc.
IH-500 und IH-Com sind in einigen Ländern eine Marke von Bio-Rad Europa, GmbH.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

*Clinical
Diagnostics Group*

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** +61(2)9914-2800 **Austria** +43-1-877-8901 **Belgium** +32(3)710-53-00 **Brazil** +55(31)3689-6600
Canada +1 514 334-4372 **China** +86-21-61698500 **Czech Republic** +420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** +358-9-804-22-00
France +33 1 47 95 60 00 **Germany** +49(0)89-318-840 **Greece** +30-210-7774396 **Hong Kong** +852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India +1-800-180-1224 **Israel** +972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** +81-3-6361-7070 **Korea** +82-2-3473-4460 **Mexico** +52(55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** +64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** +48-22-3319999 **Portugal** +351-21-472-7700
Russia +7-495-721-14-04 **Singapore** +65-6415-3170 **South Africa** +27-11-442-85-08 **Spain** +34-91-590-5200 **Sweden** +46-8-555-127-00
Switzerland +41 26 674 55 05/06 **Taiwan** +886-2-2578-7189 **Thailand** +662-651-8311 **United Kingdom** +44(0)20-8328-2000