



ID-Centrifuge L · ID-Incubator L



Centrifugeuse et incubateur pour Cartes-ID et tubes















Centrifugeuse-ID L

Innovations

- Un seul instrument pour cartes-ID et tubes
- Tête pour centrifugation post-transport avec un programme adapté (5 minutes à 85 g)
- Panel PC à écran tactile
- Détection automatique du type de tête et sélection automatique du programme approprié
- Logiciel multilingue

Caractéristiques principales

- Une seule centrifugeuse pour tubes et cartes-ID
- Détection automatique du type de tête
- Sélection automatique du programme approprié
- Tête pour centrifugation post-transport avec un programme adapté (5 minutes à 85 g)
- Capacité de 28 tubes
- Panel PC à écran tactile avec interface facile à utiliser (à base d'icônes)
- 4 têtes de centrifugation compatibles
- Logiciel multilingue
- Conformité CE selon la directive IVD 98/79/CE

Pour commander

Référence Désignation

ID-Centrifuge L

009201	Centrifugeuse-ID L , 1 unité
009410	Tête pour 24 cartes-ID , 1 unité
009415	Tête pour 28 tubes , 1 unité
009413	Tête pour 12 tubes , 1 unité
009414	Tête pour 2 racks , 1 unité

Données techniques

Performances

FCR maximale	1000 g (pour tubes)
FCR	85 g (pour cartes-ID)

Données électriques

Tension	110-240 VAC
Fréquence	50/60 Hz

Dimensions

Largeur	380 mm
Hauteur	230 mm
Profondeur	500 mm
Poids	13 kg

(têtes non incluses)



BIO-RAD

ID-Incubator L





BIO-RAD
ID-Incubator L







Incubateur-ID L

Innovations

- Un seul instrument pour cartes-ID et tubes
- Zones d'incubation indépendantes et pouvant être désactivées
- Panel PC à écran tactile
- Logiciel multilingue

Caractéristiques principales

- Incubateur pour tubes et cartes-ID
- Zones d'incubation indépendantes (cartes-ID et/ou tubes)
- Capacité allant jusqu'à 36 cartes-ID et 24 tubes
- Panel PC à écran tactile avec interface facile à utiliser (à base d'icônes)
- Logiciel multilingue
- 5 minuteries différentes pour lots séparés (3 pour cartes-ID, 2 pour tubes)
- Programme standard : 15 minutes à 37 °C
- Temps d'incubation programmable
- Conformité CE selon la directive IVD 98/79/CE

Pour commander

Référence Désignation

ID-Incubator L
009203 Incubateur-ID L, 1 unité

Données techniques

Données électriques

Tension **110-240 VAC**
Fréquence **50/60 Hz**

Dimensions

Largeur **380 mm**
Hauteur **230 mm**
Profondeur **500 mm**
Poids **13 kg**
(têtes non incluses)



Pour plus d'information : www.bio-rad.com/immunohematology



**Bio-Rad
Laboratories**

**Lire attentivement les instructions figurant dans le(s) manuel(s)
d'utilisation du système.**

*Clinical
Diagnostics Group*

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** 61-2-9914-2800 **Austria** 43-1-877-8901 **Belgium** +32 (3)710-53-00 **Brazil** +55 (31)3689-6600
Canada 1-514-334-4372 **China** 86-21-61698500 **Czech Republic** 420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** 358-9-804-22-00
France 33-1-47-95-60-00 **Germany** +49 (0)89-318-840 **Greece** 30-210-7774396 **Hong Kong** 852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India 1800-180-1224 **Israel** 972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** 81-3-6361-7070 **Korea** 82-2-3473-4460 **Mexico** +52 (55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** 64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** 48-22-3319999 **Portugal** 351-21-472-7700
Russia +7-495-721-1404 **Singapore** 65-6415-3170 **South Africa** 27-11-442-85-08 **Spain** 34-91-590-5200 **Sweden** 46-8-555-127-00
Switzerland +41 (0)26-674-55-05/06 **Taiwan** 886-2-2578-7189 **Thailand** 662-651-8311 **United Kingdom** +44 (0)20-8328-2000