



ID-Centrifuge L · ID-Incubator L



Zentrifuge und Inkubator für ID-Karten und Röhren





BIO-RAD ID-Centrifuge L 06-03-2014 10:28

00:00 0

BIO-RAD

ID-Centrifuge L



BIO-RAD ID-Centrifuge L 05-03-2014 10:43
10:00 min, 85 g
10:00
0
▶

BIO-RAD

ID-Centrifuge L









ID-Zentrifuge L

Innovationen

- Nur ein Gerät für ID-Karten und Röhrrchen
- Kopf zum zentrifugieren der ID-Karten nach Transport, mit entsprechendem Programm (5 Minuten mit 85 g)
- Panel PC mit Touchscreen-Monitor
- Automatische Zentrifugenkopferkennung und automatische Auswahl des geeigneten Programmes
- Mehrsprachige Software

Wichtigste Produktmerkmale

- Nur eine Zentrifuge für Röhrrchen und ID-Karten
- Automatische Zentrifugenkopferkennung
- Automatische Auswahl des geeigneten Programmes
- Kopf zum zentrifugieren der ID-Karten nach Transport, mit entsprechendem Programm (5 Minuten mit 85 g)
- Kapazität für 28 Röhrrchen
- Panel PC mit benutzerfreundlichem Touchscreen-Monitor (basierend auf Symbolen)
- 4 kompatible Zentrifugenköpfe
- Mehrsprachige Software
- CE-konform gemäss IVD-Richtlinie 98/79/EG

Technische Daten

Durchsatzdaten

RCF maximal	1000 g (für Röhrrchen)
RCF	85 g (für ID-Karten)

Elektrische Daten

Spannung	110-240 VAC
Frequenz	50/60 Hz

Abmessungen

Breite	380 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	13 kg

(exkl. Zentrifugenköpfe)

Bestellinformationen

Katalog Nr. Beschreibung

ID-Zentrifuge L

009201	ID-Zentrifuge L, 1 Einheit
009410	Kopf für 24 ID-Karten, 1 Einheit
009415	Kopf für 28 Röhrrchen, 1 Einheit
009413	Kopf für 12 Röhrrchen, 1 Einheit
009414	Kopf für 2 Racks, 1 Einheit



BIO-RAD

ID-Incubator L











ID-Inkubator L

Innovationen

- Nur ein Gerät für ID-Karten und Röhrrchen
- Inkubationsbereiche sind unabhängig und können deaktiviert werden
- Panel PC mit Touchscreen-Monitor
- Mehrsprachige Software

Wichtigste Produktmerkmale

- Inkubator für Röhrrchen und ID-Karten
- Unabhängige Inkubationsbereiche (ID-Karten und/oder Röhrrchen)
- Kapazität für bis zur 36 ID-Karten und 24 Röhrrchen
- Panel PC mit benutzerfreundlichem Touchscreen-Monitor (basierend auf Symbolen)
- Mehrsprachige Software
- 5 verschiedene Timer für getrennte Chargen (3 für ID-Karten, 2 für Röhrrchen)
- Standardprogramm: 15 Minuten bei 37°C
- Programmierbare Inkubationszeit
- CE-konform gemäss IVD-Richtlinie 98/79/EG

Bestellinformationen

Katalog Nr. Beschreibung

ID-Incubator L

009203 **ID-Inkubator L**, 1 Einheit

Technische Daten

Elektrische Daten

Spannung **110-240 VAC**
Frequenz **50/60 Hz**

Abmessungen

Breite **380 mm**
Höhe **230 mm**
Tiefe **500 mm**
Gewicht **13 kg**
(exkl. Zentrifugenköpfe)



Erfahren Sie mehr auf www.bio-rad.com/immunoematology



BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

*Clinical
Diagnostics Group*

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** 61-2-9914-2800 **Austria** 43-1-877-8901 **Belgium** +32 (3)710-53-00 **Brazil** +55 (31)3689-6600
Canada 1-514-334-4372 **China** 86-21-61698500 **Czech Republic** 420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** 358-9-804-22-00
France 33-1-47-95-60-00 **Germany** +49 (0)89-318-840 **Greece** 30-210-7774396 **Hong Kong** 852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India 1800-180-1224 **Israel** 972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** 81-3-6361-7070 **Korea** 82-2-3473-4460 **Mexico** +52 (55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** 64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** 48-22-3319999 **Portugal** 351-21-472-7700
Russia +7-495-721-1404 **Singapore** 65-6415-3170 **South Africa** 27-11-442-85-08 **Spain** 34-91-590-5200 **Sweden** 46-8-555-127-00
Switzerland +41 (0)26-674-55-05/06 **Taiwan** 886-2-2578-7189 **Thailand** 662-651-8311 **United Kingdom** +44 (0)20-8328-2000