

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP<br>%                 | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP<br>%                    | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                            | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|-------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|--|---------|--------------------|
| 0000000<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species                             | 98<br>1                 |                    | 0000033<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000113<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000001<br>Pseudomonas species  | 99                      |                    | 0000037<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000117<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000002<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species                             | 96<br>2                 |                    | 0000040<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                         |                    | 0000120<br>Acinetobacter anitratus                         | 99      |                    |
| 0000003<br>Pseudomonas species<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Acinetobacter lwoffii | 81<br>16<br>2           |                    | 0000042<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                         |                    | 0000122<br>Acinetobacter anitratus                         | 99      |                    |
| 0000004<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species                             | 89<br>10                |                    | 0000043<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000123<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2 |                    |
| 0000005<br>Pseudomonas species  | 99                      |                    | 0000047<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000127<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000006<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species                             | 79<br>20                |                    | 0000053<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000132<br>Acinetobacter anitratus                         | 99      |                    |
| 0000007<br>Pseudomonas species  | 98                      |                    | 0000057<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                               | 88<br>11                   |                    | 0000133<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000012<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                      |                    | 0000063<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000137<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000013<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                           | 92<br>7                 |                    | 0000067<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000143<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2 |                    |
| 0000017<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                           | 93<br>6                 |                    | 0000077<br>Pseudomonas cepacia  | 99                         |                    | 0000147<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000020<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                      |                    | 0000100<br>Acinetobacter lwoffii<br>Sphingomonas paucimobilis                           | 73 OFFR/<br>26 OFFR/       | 0<br>94            | 0000153<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000022<br>Acinetobacter lwoffii<br>Acinetobacter anitratus                         | 57 OFLA/<br>42 OFLA/100 | 0                  | 0000101<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Sphingomonas paucimobilis                        | 86<br>13                   |                    | 0000157<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000023<br>Pseudomonas cepacia  | 99                      |                    | 0000102<br>Acinetobacter anitratus<br>Acinetobacter lwoffii<br>Flavimonas oryzihabitans | 45 OFLA/<br>27 OFLA/<br>27 | 100<br>0           | 0000163<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000026<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                      |                    | 0000103<br>Flavimonas oryzihabitans   | 99                         |                    | 0000167<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000027<br>Pseudomonas cepacia  | 99                      |                    | 0000107<br>Pseudomonas cepacia<br>Pseudomonas stutzeri                                  | 52 OFLA/<br>47 OFLA/       | 100<br>0           | 0000173<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
| 0000000   |                         |                    |   |                            |                    | 0000177<br>Pseudomonas cepacia                             | 99      |                    |
|   |                         |                    |   |                            |                    | 0000200<br>Acinetobacter lwoffii                           | 99      |                    |
|   |                         |                    |   |                            |                    | 0000200  |         |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                             | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|---|----------|--------------------|---|----------|--------------------|
| 0000413<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 97<br>2  |                    | 0000507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 84<br>15 |                    |
| 0000417<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 97<br>2  |                    | 0000513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000611<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0000423<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    |
| 0000427<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000615 -7<br>Xanthomonas maltophilia                     | 99       |                    |
| 0000433<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 82<br>17 |                    | 0000527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0000437<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 84<br>15 |                    | 0000533<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000627<br>Pseudomonas cepacia<br>Xanthomonas maltophilia | 61<br>38 |                    |
| 0000443<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93<br>6  |                    |
| 0000447<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94<br>5  |                    |
| 0000453<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 95<br>4  |                    | 0000547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000643<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 71<br>28 |                    |
| 0000457<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 95<br>4  |                    | 0000553<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000647<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 73<br>26 |                    |
| 0000463<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000653<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1  |                    |
| 0000467<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000655<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0000473<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1  |                    |
| 0000477<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    | 0000573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0000500 -2<br>Sphingomonas paucimobilis                     | 99       |                    | 0000577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0000667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0000503<br>Sphingomonas paucimobilis<br>Pseudomonas cepacia | 95<br>4  |                    | 0000600<br>Acinetobacter lwoffii                          | 99       |                    | 0000673<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 88<br>11 |                    |
| 0000504 -5<br>Sphingomonas paucimobilis                     | 99       |                    | 0000602<br>Acinetobacter lwoffii                          | 99       |                    |   |          |                    |
|   |          |                    | 0000603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 82<br>17 |                    |   |          |                    |
|   |          |                    | 0000606<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |   |          |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                        | RP<br>%                   | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                             | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|--|---------------------------|--------------------|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0002047<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002177<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002257<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98      | 1                  |
| 0002063<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002200<br>Acinetobacter lwoffii                            | 99      |                    | 0002263<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002067<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002202<br>Acinetobacter lwoffii<br>Acinetobacter anitratus | 97      | 2                  | 0002267<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002102<br>Acinetobacter anitratus                     | 99                        |                    | 0002203<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002277<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002103<br>Flavimonas oryzihabitans                    | 98                        |                    | 0002204<br>Acinetobacter lwoffii                            | 99      |                    | 0002302<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    |
| 0002107<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas cepacia | 80 OFLA/ 0<br>19 OFLA/100 |                    | 0002206<br>Acinetobacter lwoffii                            | 99      |                    | 0002303<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002113<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002207<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 82      | 17                 | 0002307<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002117<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002213<br>Xanthomonas maltophilia                          | 98      |                    | 0002313<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002120<br>Acinetobacter anitratus                     | 99                        |                    | 0002217<br>Xanthomonas maltophilia                          | 98      |                    | 0002317<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002122<br>Acinetobacter anitratus                     | 99                        |                    | 0002222<br>Acinetobacter anitratus                          | 99      |                    | 0002320<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    |
| 0002123<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002223<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002322<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    |
| 0002127<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002227<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002323<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002132<br>Acinetobacter anitratus                     | 99                        |                    | 0002233<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002327<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002137<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002237<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 93      | 6                  | 0002332<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    |
| 0002143<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002243<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002333<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002147<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002247<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    | 0002337<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002157<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    | 0002253<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia   | 97      | 2                  | 0002343<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002163<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    |   |         |                    | 0002347<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002167<br>Pseudomonas cepacia                         | 99                        |                    |   |         |                    | 0002353<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002047  |                           |                    |   |         |                    | 0002353   |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0002357<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002467<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93      | 6                  |
| 0002363<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002477<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002611<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 0002367<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002503<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 0002373<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002615<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 0002377<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002617<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 0002403<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002407<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 82<br>17 |                    | 0002523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002413<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    | 0002527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97      | 2                  |
| 0002417<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    | 0002533<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97      | 2                  |
| 0002423<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002643<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 86      | 13                 |
| 0002427<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002647<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 87      | 12                 |
| 0002433<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002553<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002653<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98      |                    |
| 0002437<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93<br>6  |                    | 0002557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002657<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 0002443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0002567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0002453<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2  |                    | 0002573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0002673<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94      | 5                  |
| 0002457<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1  |                    | 0002603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 92<br>7 |                    | 0002677<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 95      | 4                  |
| 0002357   |          |                    |   |         |                    | 0002677   |         |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP ADD.TEST<br>% POS. %         | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP ADD.TEST<br>% POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP ADD.TEST<br>% POS. %         |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| 0004127<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas cepacia<br>Pseudomonas fluorescens   | 60 OFLA/ 0<br>22 OFLA/100<br>17 | 0004207<br>Xanthomonas maltophilia<br>Achromobacter xylosoxid.<br>Pseudomonas cepacia | 82<br>14<br>3           | 0004273<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                         | 97<br>2                         |
| 0004132<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              | 0004211<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004277<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                         | 97<br>2                         |
| 0004133<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas cepacia                           | 79 FLUR/ 99<br>20 FLUR/ 0       | 0004213<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004302<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              |
| 0004137<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004215 -7<br>Xanthomonas maltophilia   | 99                      | 0004303<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas cepacia  | 95<br>2<br>1                    |
| 0004143<br>Flavimonas oryzihabitans   | 98                              | 0004222<br>Acinetobacter anitratus  | 99                      | 0004307<br>Pseudomonas cepacia<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens | 43 OFLA/100<br>42 OFLA/ 0<br>14 |
| 0004147<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004227<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                             | 76<br>23                | 0004313<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas cepacia                         | 62 FLUR/ 99<br>37 FLUR/ 0       |
| 0004153<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004233<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                             | 98<br>1                 | 0004317<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004157<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004237<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                             | 98<br>1                 | 0004320<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              |
| 0004162<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              | 0004243<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                             | 92<br>7                 | 0004322<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              |
| 0004163<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004247<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia                             | 93<br>6                 | 0004323<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004167<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004251<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004327<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004173<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004253<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004332<br>Acinetobacter anitratus  | 99                              |
| 0004177<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              | 0004255<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004333<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004200<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                              | 0004257<br>Xanthomonas maltophilia  | 99                      | 0004337<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004202<br>Acinetobacter lwoffii<br>Acinetobacter anitratus                         | 88<br>11                        | 0004263<br>Pseudomonas cepacia  | 99                      | 0004343<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004203<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens | 79 CETR/ 0<br>12 CETR/ 88<br>4  | 0004267<br>Pseudomonas cepacia  | 99                      | 0004347<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004206<br>Acinetobacter lwoffii  | 99                              |   |                         | 0004353<br>Pseudomonas cepacia  | 99                              |
| 0004127   |                                 |   |                         | 0004353   |                                 |









| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME  | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|------------------------------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|----------------------------------|---------|--------------------|
| 0006467<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006611 -3<br>Xanthomonas maltophilia                     | 99      |                    | 0006717<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006473<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0006615 -7<br>Xanthomonas maltophilia                     | 99      |                    | 0006723<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006477<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0006623<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 95<br>4 |                    | 0006727<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006503<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006627<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 95<br>4 |                    | 0006733<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006507<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006633<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0006737<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006513<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006635<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0006743<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006517<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006637<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0006747<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006523<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006643<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98      |                    | 0006753<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006527<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006647<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98      |                    | 0006757<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006537<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006651 -3<br>Xanthomonas maltophilia                     | 99      |                    | 0006763<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006543<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006655 -7<br>Xanthomonas maltophilia                     | 99      |                    | 0006767<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006547<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0006773<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006557<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006667<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 92<br>7 |                    | 0006777<br>Pseudomonas cepacia   | 99      |                    |
| 0006567<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006673<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0010000<br>Acinetobacter lwoffii | 99      |                    |
| 0006577<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0006677<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0010002<br>Acinetobacter lwoffii | 99      |                    |
| 0006603<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0006703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0010004<br>Acinetobacter lwoffii | 99      |                    |
| 0006605<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0006707<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0010006<br>Acinetobacter lwoffii | 99      |                    |
| 0006607<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0006713<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0010020<br>Acinetobacter lwoffii | 99      |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|
| 0020357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020463<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020633<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020653<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0020527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0020777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME  | RP<br>%      | ADD.TEST<br>POS. %  | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME  | RP<br>%       | ADD.TEST<br>POS. %  | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                            | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. %  |
|--|--------------|---------------------|--|---------------|---------------------|--|----------|---------------------|
| 0040103<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens | 93<br>4<br>2 |                     | 0044013<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida                             | 77<br>22      | LECT/ 92<br>LECT/ 0 | 0044123<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040107<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens                           | 89<br>10     |                     | 0044017<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044127<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens | 65<br>34 | CETR/ 0<br>CETR/ 95 |
| 0040113<br>Pseudomonas fluorescens   | 99           |                     | 0044023<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044133<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040122<br>Acinetobacter anitratus   | 99           |                     | 0044027<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044137<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040127<br>Pseudomonas stutzeri  | 99           |                     | 0044033<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044143<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040203<br>Pseudomonas putida  | 99           |                     | 0044037<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044147<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens | 75<br>24 | CETR/ 0<br>CETR/ 95 |
| 0040303<br>Pseudomonas putida  | 99           |                     | 0044043<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida                             | 50<br>49      | LECT/ 92<br>LECT/ 0 | 0044153<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040307<br>Pseudomonas stutzeri  | 99           |                     | 0044047<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044157<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040322<br>Acinetobacter anitratus   | 99           |                     | 0044053<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044163<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0042003<br>Pseudomonas putida  | 99           |                     | 0044057<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044173<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0042107<br>Pseudomonas stutzeri  | 99           |                     | 0044063<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044203<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens   | 70<br>29 | LECT/ 0<br>LECT/ 92 |
| 0042122<br>Acinetobacter anitratus   | 99           |                     | 0044102<br>Acinetobacter anitratus   | 99            |                     | 0044207<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0042127<br>Pseudomonas stutzeri  | 99           |                     | 0044103<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida | 81<br>11<br>7 |                     | 0044213<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0042307<br>Pseudomonas stutzeri  | 99           |                     | 0044107<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens                           | 70<br>29      | CETR/ 0<br>CETR/ 95 | 0044217<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0042322<br>Acinetobacter anitratus   | 99           |                     | 0044113<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044223<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0044003<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens                             | 60<br>39     | LECT/ 0<br>LECT/ 92 | 0044117<br>Pseudomonas fluorescens   | 99            |                     | 0044227<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0044007<br>Pseudomonas fluorescens   | 99           |                     | 0044122<br>Acinetobacter anitratus   | 99            |                     | 0044233<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
| 0040103  |              |                     |  |               |                     | 0044237<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99       |                     |
|  |              |                     |  |               |                     | 0044237  |          |                     |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                              | RP ADD.TEST<br>% POS. %   | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                            | RP ADD.TEST<br>% POS. %   | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME  | RP ADD.TEST<br>% POS. %         |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| 0044243<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046017<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046207<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
| 0044303<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida     | 51 LECT/ 92<br>48 LECT/ 0 | 0046023<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046213<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
| 0044307<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens   | 62 CETR/ 0<br>37 CETR/ 95 | 0046027<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046217<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens                         | 80<br>19                        |
| 0044313<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas aeruginosa | 50 G42C/ 0<br>49 G42C/100 | 0046033<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046223<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
| 0044317<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens | 84<br>15                  | 0046037<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046237<br>Pseudomonas aeruginosa  | 99                              |
| 0044322<br>Acinetobacter anitratus                           | 99                        | 0046102<br>Acinetobacter anitratus                         | 99                        | 0046303<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida                             | 54 LECT/ 92<br>45 LECT/ 0       |
| 0044323<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046103<br>Pseudomonas fluorescens<br>Pseudomonas putida   | 64 LECT/ 92<br>35 LECT/ 0 | 0046307<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens | 55 CETR/ 0<br>31 CETR/ 90<br>13 |
| 0044327<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens   | 56 CETR/ 0<br>43 CETR/ 95 | 0046107<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens | 86<br>13                  | 0046313<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens                         | 82<br>17                        |
| 0044333<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens | 68 G42C/100<br>31 G42C/ 0 | 0046113<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046317<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens                         | 96<br>3                         |
| 0044337<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens | 92<br>7                   | 0046117<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046322<br>Acinetobacter anitratus   | 99                              |
| 0044343<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046122<br>Acinetobacter anitratus                         | 99                        | 0046323<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
| 0044353<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046123<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046327<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas stutzeri                            | 61 CETR/ 90<br>38 CETR/ 0       |
| 0044617<br>Xanthomonas maltophilia                           | 99                        | 0046127<br>Pseudomonas stutzeri<br>Pseudomonas fluorescens | 83<br>16                  | 0046333<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Pseudomonas fluorescens                         | 91<br>8                         |
| 0046003<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens     | 58 LECT/ 0<br>41 LECT/ 92 | 0046133<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0046337<br>Pseudomonas aeruginosa  | 99                              |
| 0046007<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046137<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0054003<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
| 0046013<br>Pseudomonas fluorescens                           | 99                        | 0046143<br>Pseudomonas fluorescens                         | 99                        | 0054007<br>Pseudomonas fluorescens   | 99                              |
|  |                           | 0046147<br>Pseudomonas stutzeri                            | 99                        |  |                                 |
|  |                           | 0046203<br>Pseudomonas putida<br>Pseudomonas fluorescens   | 68 LECT/ 0<br>31 LECT/ 92 |  |                                 |
| 0044243  |                           |  |                           |  | 0054007                         |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|-----------------------------------|---------|--------------------|---|----------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 0100227<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100343<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100457<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100233<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100346 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                    | 0100463<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100237<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100353<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100467<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100243<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100357<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100473<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100247<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100363<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100477<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100253<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100366 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                    | 0100502 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    |
| 0100257<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100373<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100506 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    |
| 0100263<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100377<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100513<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100267<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100403<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100517<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100273<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100406 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                    | 0100523<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100277<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100413<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100526 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    |
| 0100302 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    | 0100417<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 57<br>42 |                    | 0100533<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100306 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    | 0100423<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100537<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100313<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100427<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100543<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100317<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100433<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100546 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    |
| 0100323<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100437<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100553<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100326 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    | 0100443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100557<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100333<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100563<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    |
| 0100337<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                    | 0100453<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0100566 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME   | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---|----------|------------------|---|-----------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|
| 0100573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100702 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100705 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100602 -3<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                  |   | 0100713<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100606 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                  |   | 0100716 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100613<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 78<br>21 |                  |   | 0100722 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 80<br>19 |                  |   | 0100725 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100733<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100626 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                  |   | 0100736 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100633<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100742 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100637<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100745 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100753<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100646 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                  |   | 0100756 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100653<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 65<br>34 |                  |   | 0100762 -3<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 68<br>31 |                  |   | 0100766 -7<br>Pseudomonas cepacia | 99      |                  |   | 0101447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0100773<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100666 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99       |                  |   | 0100777<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100673<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0101107<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100677<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                  |   | 0101127<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0100573   |          |                  |   | 0101147<br>Pseudomonas cepacia    | 99      |                  |   | 0101527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
|   |          |                  |   |                                   |         |                  |   | 0101527                         |         |                  |   |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0101543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0101747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102077<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0101757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0101763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0101767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102113<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0101777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102003<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102007<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102013<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102133<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102017<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102137<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102023<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102033<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102153<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102037<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102157<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102043<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102163<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102053<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102173<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102057<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102177<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102063<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0101743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102067<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0102207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|
| 0102213<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102453<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102457<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102233<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102463<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102473<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102477<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102253<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102373<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102273<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102277<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102413<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102533<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102433<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102437<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0102553<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0102213                         |         |                  |   |                                 |         |                  |   | 0102553                         |         |                  |   |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                            | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|--|----------|--------------------|
| 0102557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0103707<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102673<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104003<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104007<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104013<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104017<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia  | 87<br>12 |                    |
| 0102603<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104023<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102607<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104027<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102613<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 90<br>9  |                    | 0102723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104033<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 91<br>8  |                    | 0102727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104037<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104043<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104047<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102633<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104053<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102637<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104057<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104063<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102647<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104067<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102653<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104073<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 84<br>15 |                    | 0102767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104077<br>Pseudomonas cepacia                             | 99       |                    |
| 0102663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0102773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0104103<br>Flavimonas oryzihabitans<br>Pseudomonas cepacia | 86<br>13 |                    |
| 0102557   |          |                    | 0102777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |  |          |                    |





| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0104437<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104647<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 55      | 44                 |
| 0104443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104553<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104653<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96      | 3                  |
| 0104447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96      | 3                  |
| 0104453<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 90      | 9                  | 0104563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104457<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 91      | 8                  | 0104567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104463<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104673<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104467<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104677<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 79      | 20                 |
| 0104473<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 67      | 32                 | 0104703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104477<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 70      | 29                 | 0104706 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99      |                    |
| 0104503<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104613<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97      | 2                  | 0104713<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104615<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0104717<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98      | 1                  | 0104723<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104726 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99      |                    |
| 0104523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104733<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 86      | 13                 | 0104737<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104533<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 87      | 12                 | 0104743<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0104746 -7<br>Pseudomonas cepacia                         | 99      |                    |
| 0104543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |   |         |                    | 0104753<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 0104437   |         |                    |   |         |                    | 0104753   |         |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|----------|--------------------|
| 0106337<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106453<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0106573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106343<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106457<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3 |                    | 0106577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106347<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106463<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 84<br>15 |                    |
| 0106353<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106467<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 86<br>13 |                    |
| 0106357<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106477<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    |
| 0106363<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106503<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106617<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    |
| 0106367<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106373<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106377<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94<br>5  |                    |
| 0106403<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94<br>5  |                    |
| 0106407<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106413<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2 |                    | 0106533<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106647<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106417<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2 |                    | 0106537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106653<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1  |                    |
| 0106423<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1  |                    |
| 0106427<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106437<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106553<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106673<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0106677<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0106337   |         |                    | 0106567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |   |          |                    |







| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|
| 0124223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 0124723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 0124223                         |         |                  |   |                                 |         |                  |   | 0124723                         |         |                  |   |





| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME         | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0400227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400347<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400457<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400233<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400353<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400463<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400357<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400467<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400363<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400477<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400367<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400500 -5<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400253<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400373<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400507<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400377<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400510 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400400 -1<br>Sphingomonas paucimobilis                   | 99      |                    | 0400513<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400403<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400517<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400277<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400407<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400520 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400413<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400523<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400417<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 90<br>9 |                    | 0400527<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400423<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400533<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400427<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400537<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400433<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400540 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400437<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400543<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400547<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400553<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0400453<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400557<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400227                         |         |                    |   |         |                    | 0400557                                 |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME         | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME         | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0400563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400673<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0401500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400677<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402107<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400700 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    | 0402207<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400703<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402227<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400603<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400707<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402247<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400607<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400713<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402303<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400613<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>4 |                    | 0400717<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402307<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3 |                    | 0400723<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402317<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400727<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402323<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400733<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402327<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400633<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400737<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402343<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400637<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400743<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402347<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400747<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402367<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400647<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400753<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402407<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400653<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 92<br>7 |                    | 0400757<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402427<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93<br>6 |                    | 0400763<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402447<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400767<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 0400667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0400773<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402503<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |
| 0400563   |         |                    | 0400777<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0402507<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|------------------------------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|----------|--------------------|
| 0404323<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404467<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404615<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0404327<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis                   | 99      |                    | 0404617<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0404337<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404503<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404343<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404347<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2  |                    |
| 0404357<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2  |                    |
| 0404363<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404367<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404647<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 89<br>10 |                    |
| 0404377<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404653<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0404403<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404657<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 0404407<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404413<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0404557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404417<br>Xanthomonas maltophilia | 98      |                    | 0404563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404677<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3  |                    |
| 0404423<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404427<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 0404707<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404443<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93<br>6 |                    | 0404713<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404447<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 0404607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94<br>5 |                    | 0404717<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404453<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 0404613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 0404723<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 0404457<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    |   |         |                    |   |          |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0500033<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500153<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500037<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500157<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500273<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500043<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500163<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500277<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500053<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500173<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500057<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500177<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500063<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500067<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500077<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500213<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500113<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500233<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500133<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500137<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500253<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500373<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME         | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0500403<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500407<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500633<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500413<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500417<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500423<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500533<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500427<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500653<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500433<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500437<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500443<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500553<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500447<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500673<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500453<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500457<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500463<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500573<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500467<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500473<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500477<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    | 0500613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500503<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500507<br>Pseudomonas cepacia          | 99      |                    | 0500623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0500737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500403                                 |         |                    |                                 |         |                    | 0500737                         |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0500743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0501707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502007<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0500743                         |         |                    |                                 |         |                    | 0502543                         |         |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0502547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504043<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504067<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504113<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504137<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504157<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0502777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504163<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504003<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504007<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504177<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504017<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0502703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504023<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0504213<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504453<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504457<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504463<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504233<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504477<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504253<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504373<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504277<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504413<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504533<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504433<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504553<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504437<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0504327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0504563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|---------|--------------------|
| 0504567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506303<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504573<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506307<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506327<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504603<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506347<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504607<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506367<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504613<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 91<br>8  |                    | 0504723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506407<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 92<br>7  |                    | 0504727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506503<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506507<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506527<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504633<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506547<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504637<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506567<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506603<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504647<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506607<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504653<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506617<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    |
| 0504657<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 87<br>12 |                    | 0504767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506627<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506647<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0504777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506667<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504673<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 0506107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506703<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
|   |          |                    | 0506207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0506707<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    |
| 0504567   |          |                    |                                 |         |                    | 0506707                            |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 0506717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0524307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0524507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0524607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0520343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0520643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 0524703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 0506717                         |         |                    |                                 |         |                    | 0524703                         |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                         | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                         | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                             | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|---|----------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 0524707<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000103<br>Flavimonas oryzihabitans                     | 99       |                    | 1000323<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0524727<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000107<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000327<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0524747<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000122<br>Acinetobacter anitratus                      | 99       |                    | 1000337<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0524767<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000127<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000343<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0561007<br>Plesiomonas shigelloides                     | 99       |                    | 1000147<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000347<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0561047<br>Plesiomonas shigelloides                     | 99       |                    | 1000167<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000357<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0561107<br>Plesiomonas shigelloides                     | 99       |                    | 1000200<br>Acinetobacter lwoffii                        | 99       |                    | 1000363<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0561147<br>Plesiomonas shigelloides                     | 99       |                    | 1000202<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species | 95<br>4  |                    | 1000367<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0600500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis                 | 99       |                    | 1000203<br>Pseudomonas species<br>Pseudomonas cepacia   | 98<br>1  |                    | 1000403<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000000<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species | 94<br>5  |                    | 1000206<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species | 71<br>28 |                    | 1000407<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000001<br>Pseudomonas species                          | 99       |                    | 1000207<br>Pseudomonas species<br>Pseudomonas cepacia   | 96<br>3  |                    | 1000427<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000002<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species | 89<br>10 |                    | 1000227<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000447<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000003<br>Pseudomonas species                          | 99       |                    | 1000247<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000467<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000004<br>Acinetobacter lwoffii<br>Pseudomonas species | 66<br>33 |                    | 1000267<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000500 -2<br>Sphingomonas paucimobilis                     | 99      |                    |
| 1000005<br>Pseudomonas species                          | 99       |                    | 1000303<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000503<br>Sphingomonas paucimobilis<br>Pseudomonas cepacia | 97<br>2 |                    |
| 1000006<br>Pseudomonas species<br>Acinetobacter lwoffii | 50<br>49 |                    | 1000307<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000507<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000007<br>Pseudomonas species                          | 99       |                    | 1000317<br>Pseudomonas cepacia                          | 99       |                    | 1000517<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 1000022<br>Acinetobacter lwoffii                        | 99       |                    | 1000322<br>Acinetobacter anitratus                      | 99       |                    | 1000523<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
| 0524707   |          |                    |   |          |                    | 1000527<br>Pseudomonas cepacia                              | 99      |                    |
|   |          |                    |   |          |                    | 1000527   |         |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME     | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---|---------|------------------|---|------------------------------------|---------|------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------|---|
| 1000537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000713<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1002707<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
| 1000543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000717<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1002727<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
| 1000547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000723<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1002747<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
| 1000557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000727<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004000<br>Acinetobacter lwoffii    | 99      |                  |   |
| 1000563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000733<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004002<br>Acinetobacter lwoffii    | 99      |                  |   |
| 1000567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000737<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004003<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000603<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000743<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004101<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000607<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000747<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004102<br>Flavimonas oryzihabitans | 76      | OFFR/100         |   |
| 1000617<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 94<br>5 |                  |   | 1000753<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | Acinetobacter anitratus             | 23      | OFFR/ 0          |   |
| 1000623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000757<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004103<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000763<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004122<br>Acinetobacter anitratus  | 99      |                  |   |
| 1000637<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000767<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004123<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1000777<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                  |   | 1004143<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000647<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002000<br>Acinetobacter lwoffii   | 99      |                  |   | 1004202<br>Acinetobacter lwoffii    | 99      |                  |   |
| 1000657<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002002<br>Acinetobacter lwoffii   | 99      |                  |   | 1004217<br>Xanthomonas maltophilia  | 99      |                  |   |
| 1000663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002122<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                  |   | 1004303<br>Flavimonas oryzihabitans | 99      |                  |   |
| 1000667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002200<br>Acinetobacter lwoffii   | 99      |                  |   | 1004307<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
| 1000703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002202<br>Acinetobacter lwoffii   | 99      |                  |   | 1004322<br>Acinetobacter anitratus  | 99      |                  |   |
| 1000707<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                  |   | 1002322<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                  |   | 1004327<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
| 1000537   |         |                  |   |                                    |         |                  |   | 1004347<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                  |   |
|   |         |                  |   |                                    |         |                  |   | 1004347                             |         |                  |   |







| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 1100663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1100777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100673<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1102767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 1100773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 1104517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |





| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                             | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---|----------|--------------------|
| 2000233<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000457<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000237<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000463<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000243<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000467<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000247<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000477<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000253<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000500 -2<br>Sphingomonas paucimobilis                     | 99       |                    |
| 2000257<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000503<br>Sphingomonas paucimobilis<br>Pseudomonas cepacia | 75<br>24 |                    |
| 2000263<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000373<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000507<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000267<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000513<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000277<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000517<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000302<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2000407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000523<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000303<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000413<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000527<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000307<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000533<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000313<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000537<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000317<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000543<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000322<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2000433<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000547<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000323<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000437<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000553<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000327<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000557<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000333<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000563<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000337<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2000453<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2000567<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
| 2000233                            |         |                    |                                 |         |                    | 2000567<br>Pseudomonas cepacia                              | 99       |                    |
|                                    |         |                    |                                 |         |                    | 2000567   |          |                    |





| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|---|----------|--------------------|
| 2004203<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004327<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004503<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004207<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004337<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004213<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004343<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004513<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004217<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1 |                    | 2004347<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004517<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004222<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    | 2004357<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004523<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004223<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004363<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004527<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004227<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004367<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004537<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004243<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004377<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004543<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004247<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004403<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004547<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004253<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004407<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004557<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004257<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004413<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004563<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004267<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004417<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 98<br>1 |                    | 2004567<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004302<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    | 2004423<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004577<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004303<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004427<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004603<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 89<br>10 |                    |
| 2004307<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004443<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 91<br>9  |                    |
| 2004313<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004447<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 2004317<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004453<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004617<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99       |                    |
| 2004322<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    | 2004457<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    | 2004623<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    |
| 2004323<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    | 2004467<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |   |          |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>%  | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME    | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME                           | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---|----------|--------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 2004627<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2004743<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006307<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004633<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3  |                    | 2004747<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006322<br>Acinetobacter anitratus                        | 99      |                    |
| 2004637<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3  |                    | 2004753<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006413<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004643<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2004757<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006417<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004647<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 84<br>15 |                    | 2004763<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006457<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004653<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    | 2004767<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006507<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004657<br>Xanthomonas maltophilia                        | 98       |                    | 2004773<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006607<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 96<br>3 |                    |
| 2004663<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2004777<br>Pseudomonas cepacia     | 99      |                    | 2006613<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004667<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2005024<br>Pasteurella multocida   | 99      |                    | 2006617<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004677<br>Xanthomonas maltophilia<br>Pseudomonas cepacia | 93<br>6  |                    | 2005124<br>Pasteurella multocida   | 99      |                    | 2006637<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006002<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2006653<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004707<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006022<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2006657<br>Xanthomonas maltophilia                        | 99      |                    |
| 2004713<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006102<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2006703<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004717<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006122<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2006707<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004723<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006213<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 2006727<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004727<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006217<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 2006747<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004733<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006222<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2006767<br>Pseudomonas cepacia                            | 99      |                    |
| 2004737<br>Pseudomonas cepacia                            | 99       |                    | 2006257<br>Xanthomonas maltophilia | 99      |                    | 2010002<br>Acinetobacter lwoffii                          | 99      |                    |
| 2004627   |          |                    | 2006302<br>Acinetobacter anitratus | 99      |                    | 2020024<br>Pasteurella multocida                          | 99      |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME     | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--|---------|--------------------|--|---------|--------------------|
| 2020124<br>Pasteurella multocida    | 99      |                    | 2021104<br>Pasteurella multocida       | 99      |                    | 2045517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2020307<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2021107<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2045557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2020507<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2021120<br>Pasteurella multocida       | 99      |                    | 2047157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2020607<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2021124<br>Pasteurella multocida       | 99      |                    | 2047557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2020627<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2021146 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2061005 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020647<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2024707<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2061045 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020703<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2040557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061105 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020707<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2041117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061145 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020717<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2041157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061207<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    |
| 2020723<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2041517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061247<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    |
| 2020727<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2041557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061306 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020743<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2043157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2061346 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2020747<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2043557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2100003<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2020767<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2044003<br>Pseudomonas putida          | 99      |                    | 2100007<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2021004<br>Pasteurella multocida    | 99      |                    | 2044107<br>Chromobacterium violaceum   | 99      |                    | 2100013<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2021007<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2044203<br>Pseudomonas putida          | 99      |                    | 2100017<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2021020<br>Pasteurella multocida    | 99      |                    | 2044557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2100023<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2021024<br>Pasteurella multocida    | 99      |                    | 2045117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2100027<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2021047<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2045157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2100033<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    |
| 2020124                             |         |                    |  |         |                    | 2100033                                |         |                    |





| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 2100753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2100757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2100763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2100767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2100773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2100777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2101707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102007<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2102203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2102557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISH NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISH NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISH NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | % |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|---|
| 2102563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104067<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104113<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104137<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104157<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2102777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104163<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104003<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104007<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104177<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104017<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104023<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104213<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |
| 2102713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104043<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   | 2104217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  |   |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 2104223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104457<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104463<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104233<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104477<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104253<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104373<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104277<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104413<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104533<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104433<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104553<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104437<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2104337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104453<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2104573<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. |
|---------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|---------|------------------|--|---------|------------------|
| 2106743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120713<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2106747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120717<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2106757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120723<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2106763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120727<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2106767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120737<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120743<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120747<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120757<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120763<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120767<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120777<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                  |
| 2120317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121005 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |
| 2120323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121045 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |
| 2120327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121105 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |
| 2120343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121145 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |
| 2120347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121207<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                  |
| 2120367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121247<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                  |
| 2120407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121306 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |
| 2120427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2120707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                  | 2121346 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                  |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME     | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME     | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--|---------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| 2124307<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2143157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2171107<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2124507<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2143557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2171147<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |
| 2124607<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2144557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400107<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124703<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2145117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400127<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124707<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2145157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400147<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124727<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2145517<br>Aeromona hydrophila         | 99      |                    | 2400203<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124747<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2145557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400207<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124767<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    | 2147157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400227<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2125147<br>Vibrio parahaemolyticus  | 99      |                    | 2147557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2400247<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2125157<br>Vibrio parahaemolyticus  | 99      |                    | 2161004 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400303<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2140557<br>Aeromonas hydrophila     | 99      |                    | 2161044 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400307<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141007<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2161104 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400317<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141047<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2161144 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400323<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141107<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2161205 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400327<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141117<br>Aeromonas hydrophila     | 99      |                    | 2161245 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400343<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141147<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2161304 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400347<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141157<br>Aeromonas hydrophila     | 99      |                    | 2161344 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2400367<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141517<br>Aeromonas hydrophila     | 99      |                    | 2171007<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2400403<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2141557<br>Aeromonas hydrophila     | 99      |                    | 2171047<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2400407<br>Pseudomonas cepacia      | 99      |                    |
| 2124307                             |         |                    |  |         |                    | 2400407                             |         |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|--|---------|--------------------|--|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 2421146 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2445557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500027<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2440157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2446557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500047<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2440517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2447117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500103<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2440557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2447157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2441117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2447517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500117<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2441157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2447557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500123<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2441517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2451557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500127<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2441557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2455157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500143<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2442557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2455557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500147<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2443117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461005 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500167<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2443157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461045 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500203<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2443517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461105 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2443557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461145 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500217<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2444157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461207<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2500223<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2444517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461247<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2500227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2444557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461306 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500237<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2445117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2461346 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2500243<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2445157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500003<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2500247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2445517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2500007<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2500257<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 2500263<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500417<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500553<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500267<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500423<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500557<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500563<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500437<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500313<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500443<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500577<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500457<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500463<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500613<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500333<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500467<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500337<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500513<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500633<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500353<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500637<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500357<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500363<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500533<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500653<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500377<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500537<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500657<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500403<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500663<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2500667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 2500677<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504407<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504427<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504447<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500713<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504503<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504507<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504517<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2502767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504523<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500733<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504107<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504527<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500737<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504207<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504543<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504227<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504547<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504247<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504567<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500753<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504303<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504603<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500757<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504607<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504317<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504617<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504323<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504623<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500773<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504327<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504627<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2500777<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504343<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504643<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2501557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 2504347<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504647<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |
| 2502307<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504367<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 2504667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    |

| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME        | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|--|---------|--------------------|--|---------|--------------------|--|---------|--------------------|
| 2504703<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2521207<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2543157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504707<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2521247<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2543517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504713<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2521306 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2543557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504717<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2521346 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2544157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504723<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2525511<br>Vibrio cholerae             | 99      |                    | 2544517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504727<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2525711<br>Vibrio cholerae             | 99      |                    | 2544557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504737<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2540157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2545117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504743<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2540517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2545157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504747<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2540557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2545517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504757<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2541007<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2545557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504763<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2541047<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2546557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504767<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2541107<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2547117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2504777<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2541117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2547157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2505557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2541147<br>Plesiomonas shigelloides    | 99      |                    | 2547517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2520707<br>Pseudomonas cepacia         | 99      |                    | 2541157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2547557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2521005 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2541517<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2551557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2521045 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2541557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2555157<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2521105 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2542557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2555557<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    |
| 2521145 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    | 2543117<br>Aeromonas hydrophila        | 99      |                    | 2561004 -7<br>Plesiomonas shigelloides | 99      |                    |



| BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % | BIOTYPE NUMBER<br>ORGANISM NAME         | RP<br>% | ADD.TEST<br>POS. % |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| 3100667<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3141517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3147557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100703<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3141557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3151157<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3142557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3151557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100717<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3143117<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3155157<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100723<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3143157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3155557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100727<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3143517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3400500 -1<br>Sphingomonas paucimobilis | 99      |                    |
| 3100743<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3143557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3401157<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100747<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3144157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3401517<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100763<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3144517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3401557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3100767<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3144557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3403557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3101557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3145117<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3404557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3104707<br>Pseudomonas cepacia  | 99      |                    | 3145157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3405117<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3105157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3145517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3405157<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3105557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3145547<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3405517<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3140157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3145557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3405557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3140517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3146557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3407557<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3140557<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3147117<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3440117<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3141117<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3147157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3440157<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |
| 3141157<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3147517<br>Aeromonas hydrophila | 99      |                    | 3440517<br>Aeromonas hydrophila         | 99      |                    |





