

Certificate / Zertifikat

Product / Produkt:	Seraclone® Anti-H (H1)	REF	801165
Intended Use/ Verwendungszweck:	Seraclone® Anti-H is used in blood typing to differentiate A ₁ - and A ₂ - red cells. Seraclone® Anti-H wird bei der AB0-Blutgruppenbestimmung zur Differenzierung von A ₁ - und A ₂ -Erythrozyten eingesetzt.	LOT	3518080-00
			2026-04-23
		ACT	1:4
			2 ... 8 °C

- **Specifications / Spezifikationen**

Clone / Klon: A46/B.B10 (IgM); mouse monoclonal / Maus monoklonal

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**
 - For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
 - Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.
- **Analytic Results, Quality Control / Analyseergebnisse, Qualitätskontrolle:**
 - The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
 - Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.
- **Regulation / Regularien:**
 - DIN EN ISO 13485
 - MDSAP
 - Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
 - FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market / FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /

Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00