



## Certificate / Zertifikat

<b>Product / Produkt:</b>	Rinderalbumin 30%	<b>REF</b>	805095
<b>Intended Use/ Verwendungszweck:</b>	Rinderalbumin is used in blood group serology as enhancer or suspension medium. Rinderalbumin 30% is suited for antibody detection, antibody identification and cross matching. Rinderalbumin wird in der Blutgruppenserologie als Verstärkungs- und Suspensionsmedium eingesetzt. Rinderalbumin 30% ist geeignet für die Antikörpersuche, -identifizierung und Verträglichkeitsuntersuchung.	<b>LOT</b>	3051121-00
			2023-12-03
			2 ... 8 °C

- **Specifications / Spezifikationen**

Clone / Klon: /

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Bovine albumine used is of US-origin from USDA-compliant suppliers. According to EC-decision 97/543/EC those materials are considered free of BSE.
- Das eingesetzte Rinderalbumin stammt von USDA-konformen Lieferanten aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Gemäss Entscheidung 97/534/EC gelten solche Materialien als BSE- frei.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analysenergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- DIN EN ISO 13485
- MDSAP
- Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
- FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market / FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

***This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /***

***Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00***