



Certificate / Zertifikat

Product / Produkt:	Erytype S AB0+D	REF	806105
Intended Use/ Verwendungszweck:	Microtestplate (single strip) for AB0- and Rh D- typing. Mikrotestplatte (Einzelstreifen) zur AB0- und Rh D- Bestimmung.	LOT	3317030
			2024-10-27
			2 ... 8 °C

Reagents / Reagenzien:

Row / Reihe	Reagent / Reagenz	Clone / Klon
A	Anti-A	A003
B	Anti-B	B005
C	Anti-D	BS226
D	Anti-D	BS232
E	Reverse / Serumgegenprobe A ₁	- - -
F	Reverse / Serumgegenprobe A ₂	- - -
G	Reverse / Serumgegenprobe B	- - -
H	Reverse / Serumgegenprobe 0	- - -

For detailed plate configuration see worksheet. / Detaillierte Plattenkonfiguration siehe Worksheet.

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analyseergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- DIN EN ISO 13485
- MDSAP
- Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
- FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market /
FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /

Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00