

Certificate / Zertifikat

Product / Produkt:	Anti-Fy ^a (FY1)	REF	808186
Intended Use/ Verwendungszweck:	Anti-Fy ^a (FY1) is intended to be used for blood typing, to detect the following antigen expressed on human Red Blood Cells (RBCs): Fy ^a (FY1) of the Duffy Blood Group System. Donor and patient (recipient) RBCs collected as EDTA, citrate or non-anticoagulated whole blood may be used. The qualitative in vitro antigen detection is intended for the manual indirect antiglobulin tube test method. For in vitro diagnostic use, by trained laboratory personnel. Anti-Fy ^a (FY1) wird zur Blutgruppenbestimmung verwendet, um das folgende Antigen, das auf humanen Erythrozyten (RBCs) exprimiert wird, nachzuweisen: Fy ^a (FY1) des Duffy-Blutgruppen-systems. Erythrozyten von Spendern und Patienten (Empfängern), die als EDTA-, Citrat oder nicht antikoagulierte Vollblutproben vorliegen, können verwendet werden. Der qualitative In-vitro-Antigennachweis ist für den manuellen indirekten Antihumanglobulin-Tests im Röhrchen vorgesehen. Zur In-vitro-Diagnostik durch geschultes Laborpersonal.	LOT	3512080-00
			2025-03-20
			2027-03-10
		ACT	1:16
		VOL	2 ml
		 2°C 8°C	

• Specifications / Spezifikationen

Clone / Klon: human polyclonal / Human polyklonal

• Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:

- For further information, instructions and safety refer to the Instructions for Use and the Material Safety Data Sheet of this product.
- Weitere Informationen sind der Gebrauchsanweisung und dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

• Analytic Results, Quality Control / Analysenergebnisse, Qualitätskontrolle:

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

• Regulation / Regularien:

- The product has been manufactured and tested by Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH in accordance with the currently applicable regulations for the manufacture of in-vitro diagnostics. The product is CE certified.
- Das Produkt wurde von der Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH gemäß den derzeit geltenden Vorschriften für die Herstellung von In-vitro-Diagnostika hergestellt und getestet. Das Produkt ist CE-zertifiziert.

This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /

Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00