

**ID-Interne Qualitätskontrolle / Controllo di Qualità Interno ID
ID-Internal Quality Control / ID-Control de Calidad Interno
ID-Contrôle de qualité interne / ID-Controlo de Qualidade Interno**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultate / Results / Résultats Risultato / Resultado / Resultado	A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Cell 1 AB CcD.ee	pos	pos	pos	pos	pos	-	pos	-	pos	-	pos	-	-
Cell 2 O ccddee	-	-	-	-	-	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Cell 3 O CcD.Ee K+	-	-	-	pos	pos	-	pos	-	pos	pos	pos	pos	-
Cell 4 O CcD ^{weak} .ee	-	-	-	weak pos*	pos	-	pos	-	pos	-	pos	-	-
Cell 5 O DAT pos	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	weak pos

nt: nicht getestet / not tested / non testé
non testato / no probado / não testado

- * Kann eine normal positive Reaktion mit monoklonalen ID-Karten geben!
- * Can give a normal positive reaction with monoclonal ID-cards!
- * Peut donner un résultat positif normal avec des cartes-ID monoclonales !
- * Può dare una reazione positiva normale con le ID-Cards monoclonali!
- * Puede dar una reacción positiva normal con las tarjetas-ID monoclonales!
- * Pode dar uma reação positiva normal com ID-Cards monoclonais!

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique
Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado	A ₁	A ₂	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo	
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene correspondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente	Serum 1	-	-	-	-	AB
	Serum 2	pos	pos	pos	-	O
	Serum 3	pos	pos	pos	-	O




**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos	Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos	Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpo Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI	positive, anti-Fya	positive, anti-E	negative
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique / Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático	negative	positive, anti-E	negative
Papaintest / Papain test / Test papaine / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina	negative	positive, anti-E	negative

Komponenten / Componenti Compenents / Componentes Composants / Componentes	Cell 1	05201.26.x (Lot:Japan: 0520.26.xx)	Serum 1	05260.92.4 (Lot:Japan: 0526.92.41)
	Cell 2	05221.26.x (Lot:Japan: 0522.26.xx)	Serum 2	05270.92.4 (Lot:Japan: 0527.92.41)
	Cell 3	05211.26.x (Lot:Japan: 0521.26.xx)	Serum 3	05280.92.4 (Lot:Japan: 0528.92.41)
	Cell 4	05231.26.x (Lot:Japan: 0523.26.xx)		
	Cell 5	05241.26.x (Lot:Japan: 0524.26.xx)		

Set 45341.26.x (Lot:Japan: 4534.26.xx)	 2024.01.22 (Japan: 22.01.24)
---	---

Verwendete Reagenzien / Reactifs used / Réactifs utilisés / Reagenti impiegati / Reactivos utilizados / Reagentes usados

ID-Karte / ID-card / Cartes-ID ID-Card / ID-Tarjeta / Card-ID	LOT	
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste	LOT	
ID-Diluent	LOT	
ID-Diluent 1		
ID-Diluent 2		

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD	
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configuración utilizó / Configuração usada																
Cell 1	AB	CcD.ee														
Cell 2	O	ccddee														
Cell 3	O	CcD.Ee K+														
Cell 4	O	CcD ^{weak} .ee														
Cell 5	O	DAT pos														

Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A ₁	A ₂	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente			Serum 1				
			Serum 2				
			Serum 3				

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Method / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos						Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos						Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos					
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrocitos-teste	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI																		
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático																		
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaína / Prueba de la papaína / Teste de Papaína																		

**Datum / Date / Date /
Data / Fecha / Data:** **Visum / Signature / Signature /
Firma / Firma / Assinatura:**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD	
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configuración utilizó / Configuração usada																
Cell 1	AB	CcD.ee														
Cell 2	O	ccddee														
Cell 3	O	CcD.Ee K+														
Cell 4	O	CcD ^{weak} .ee														
Cell 5	O	DAT pos														

Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A ₁	A ₂	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente			Serum 1				
			Serum 2				
			Serum 3				

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Method / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos						Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos						Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos					
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrocitos-teste	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI																		
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático																		
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaína / Prueba de la papaína / Teste de Papaína																		

**Datum / Date / Date /
Data / Fecha / Data:** **Visum / Signature / Signature /
Firma / Firma / Assinatura:**