

**ID-Interne Qualitätskontrolle / Controllo di Qualità Interno ID  
ID-Internal Quality Control / ID-Control de Calidad Interno  
ID-Contrôle de qualité interne / ID-Controlo de Qualidade Interno**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultate / Results / Résultats Risultato / Resultado / Resultado	A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Cell 1   <b>AB</b>   CcD.Ee	pos	pos	pos	pos	pos	-	pos	-	pos	pos	pos	-	-
Cell 2   <b>O</b>   ccddee	-	-	-	-	-	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Cell 3   <b>O</b>   CcD.Ee K+	-	-	-	pos	pos	-	pos	-	pos	pos	pos	pos	-
Cell 4   <b>O</b>   CcD <sup>weak</sup> .ee	-	-	-	weak pos*	pos	-	pos	-	pos	-	pos	-	-
Cell 5   <b>O</b>   DAT pos	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	weak pos

nt: nicht getestet / not tested / non testé  
non testato / no probado / não testado

- \* Kann eine normal positive Reaktion mit monoklonalen ID-Karten geben!
- \* Can give a normal positive reaction with monoclonal ID-cards!
- \* Peut donner un résultat positif normal avec des cartes-ID monoclonales !
- \* Può dare una reazione positiva normale con le ID-Cards monoclonali!
- \* Puede dar una reacción positiva normal con las tarjetas-ID monoclonales!
- \* Pode dar uma reação positiva normal com ID-Cards monoclonais!

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique  
Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene correspondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente	<b>Serum 1</b>	-	-	-	AB
	<b>Serum 2</b>	pos	pos	pos	O
	<b>Serum 3</b>	pos	pos	pos	O

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps  
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos	Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos	Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpo Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI	positive, anti-Fya	positive, anti-E	negative
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique / Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático	negative	positive, anti-E	negative
Papaintest / Papain test / Test papaine / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina	negative	positive, anti-E	negative

Komponenten / Componenti Compenents / Componentes Composants / Componentes	Cell 1	<b>05201.29.x</b> (Lot:Japan: 0520.29.xx)	Serum 1	<b>05260.94.2</b> (Lot:Japan: 0526.94.21)
	Cell 2	<b>05221.29.x</b> (Lot:Japan: 0522.29.xx)	Serum 2	<b>05270.94.2</b> (Lot:Japan: 0527.94.21)
	Cell 3	<b>05211.29.x</b> (Lot:Japan: 0521.29.xx)	Serum 3	<b>05280.94.2</b> (Lot:Japan: 0528.94.21)
	Cell 4	<b>05231.29.x</b> (Lot:Japan: 0523.29.xx)		
	Cell 5	<b>05241.29.x</b> (Lot:Japan: 0524.29.xx)		

<b>Set</b> 45341.29.x (Lot:Japan: 4534.29.xx)	<b>2024.04.15</b> (Japan: 15.04.24)
-----------------------------------------------	-------------------------------------

**Verwendete Reagenzien / Reactifs used / Réactifs utilisés / Reagenti impiegati / Reactivos utilizados / Reagentes usados**

ID-Karte / ID-card / Cartes-ID ID-Card / ID-Tarjeta / Card-ID	<b>LOT</b>	
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste	<b>LOT</b>	
ID-Diluent	<b>LOT</b>	
ID-Diluent 1		
ID-Diluent 2		

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada															
Cell 1	AB	CcD.Ee													
Cell 2	O	ccddee													
Cell 3	O	CcD.Ee K+													
Cell 4	O	CcD <sup>weak</sup> .ee													
Cell 5	O	DAT pos													

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente é presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente			Serum 1				
			Serum 2				
			Serum 3				

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /  
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos						Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos						Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste																		
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI																		
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático																		
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaína / Prueba de la papaína / Teste de Papaína																		

**Datum / Date / Date /  
Data / Fecha / Data:** **Visum / Signature / Signature /  
Firma / Firma / Assinatura:**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada															
Cell 1	AB	CcD.Ee													
Cell 2	O	ccddee													
Cell 3	O	CcD.Ee K+													
Cell 4	O	CcD <sup>weak</sup> .ee													
Cell 5	O	DAT pos													

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado			A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente é presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente			Serum 1				
			Serum 2				
			Serum 3				

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /  
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos						Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos						Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste																		
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI																		
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático																		
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaína / Prueba de la papaína / Teste de Papaína																		

**Datum / Date / Date /  
Data / Fecha / Data:** **Visum / Signature / Signature /  
Firma / Firma / Assinatura:**