

**ID-Interne Qualitätskontrolle / Controllo di Qualità Interno ID
ID-Internal Quality Control / ID-Control de Calidad Interno
ID-Contrôle de qualité interne / ID-Controlo de Qualidade Interno**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

| Resultate / Results / Résultats Risultato / Resultado / Resultado | A | B | AB | D | CDE | ctl | C | Cw | c | E | e | K | DAT / TAD |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Cell 1 AB CCD.ee | pos | pos | pos | pos | pos | - | pos | - | - | - | pos | - | - |
| Cell 2 O ccddee | - | - | - | - | - | - | - | - | pos | - | pos | - | - |
| Cell 3 O CcD.Ee K+ | - | - | - | pos | pos | - | pos | - | pos | pos | pos | pos | - |
| Cell 4 O CcD ^{weak} .ee | - | - | - | weak pos* | pos | - | pos | - | pos | - | pos | - | - |
| Cell 5 O DAT pos | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | weak pos |

nt: nicht getestet / not tested / non testé
non testato / no probado / não testado

- * Kann eine normal positive Reaktion mit monoklonalen ID-Karten geben!
- * Can give a normal positive reaction with monoclonal ID-cards!
- * Peut donner un résultat positif normal avec des cartes-ID monoclonales !
- * Può dare una reazione positiva normale con le ID-Cards monoclonali!
- * Puede dar una reacción positiva normal con las tarjetas-ID monoclonales!
- * Pode dar uma reação positiva normal com ID-Cards monoclonais!

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique
Grupo indirecto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

| Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado | A ₁ | A ₂ | B | O* | Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|--|----|
| * positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene correspondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente | Serum 1 | - | - | - | - | AB |
| | Serum 2 | pos | pos | pos | - | O |
| | Serum 3 | pos | pos | pos | - | O |

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

| Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método | Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos | Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos | Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpo Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos |
|---|--|--|---|
| IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI | positive, anti-Fya | positive, anti-E | negative |
| Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique / Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático | negative | positive, anti-E | negative |
| Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina | negative | positive, anti-E | negative |

| | | | | |
|--|--------|---|---------|---|
| Komponenten / Componenti Compenents / Componentes Composants / Componentes | Cell 1 | 05201.42.x (Lot:Japan: 0520.42.xx) | Serum 1 | 05260.98.2 (Lot:Japan: 0526.98.21) |
| | Cell 2 | 05221.42.x (Lot:Japan: 0522.42.xx) | Serum 2 | 05270.01.2 (Lot:Japan: 0527.01.21) |
| | Cell 3 | 05211.42.x (Lot:Japan: 0521.42.xx) | Serum 3 | 05280.98.2 (Lot:Japan: 0528.98.21) |
| | Cell 4 | 05231.42.x (Lot:Japan: 0523.42.xx) | | |
| | Cell 5 | 05241.42.x (Lot:Japan: 0524.42.xx) | | |

| | | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|
| Set | 45341.42.x (Lot:Japan: 4534.42.xx) | | 2025.04.14 (Japan: 14.04.25) |
|-----|---|--|-------------------------------------|

Verwendete Reagenzien / Reactifs used / Réactifs utilisés / Reagenti impiegati / Reactivos utilizados / Reagentes usados

| | | |
|---|------------|--|
| ID-Karte / ID-card / Cartes-ID ID-Card / ID-Tarjeta / Card-ID | LOT | |
| Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste | LOT | |
| ID-Diluent | LOT | |
| ID-Diluent 1 | | |
| ID-Diluent 2 | | |

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
 Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

| Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado | A | B | AB | D | CDE | ctl | C | Cw | c | E | e | K | DAT / TAD |
|--|---|---|----|---|-----|-----|---|----|---|---|---|---|-----------|
| Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 1 AB CCD.ee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 2 O ccddee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 3 O CcD.Ee K+ | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 4 O CcD ^{weak} .ee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 5 O DAT pos | | | | | | | | | | | | | |

Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa

| Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado | | A ₁ | A ₂ | B | O* | Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo |
|---|---------|----------------|----------------|---|----|---|
| * positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente | Serum 1 | | | | | |
| | Serum 2 | | | | | |
| | Serum 3 | | | | | |

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /
 Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

| Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método | Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos | Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos | Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos |
|---|--|--|---|
| Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste | I II III IV V VI | I II III IV V VI | I II III IV V VI |
| IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI | | | |
| Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático | | | |
| Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina | | | |

**Datum / Date / Date /
 Data / Fecha / Data:**
**Visum / Signature / Signature /
 Firma / Firma / Assinatura:**
**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins
 Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

| Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado | A | B | AB | D | CDE | ctl | C | Cw | c | E | e | K | DAT / TAD |
|--|---|---|----|---|-----|-----|---|----|---|---|---|---|-----------|
| Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 1 AB CCD.ee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 2 O ccddee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 3 O CcD.Ee K+ | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 4 O CcD ^{weak} .ee | | | | | | | | | | | | | |
| Cell 5 O DAT pos | | | | | | | | | | | | | |

Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa

| Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado | | A ₁ | A ₂ | B | O* | Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo |
|---|---------|----------------|----------------|---|----|---|
| * positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente | Serum 1 | | | | | |
| | Serum 2 | | | | | |
| | Serum 3 | | | | | |

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /
 Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

| Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método | Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos | Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos | Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos |
|---|--|--|---|
| Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste | I II III IV V VI | I II III IV V VI | I II III IV V VI |
| IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI | | | |
| Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático | | | |
| Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina | | | |

**Datum / Date / Date /
 Data / Fecha / Data:**
**Visum / Signature / Signature /
 Firma / Firma / Assinatura:**