

**ID-Interne Qualitätskontrolle / Controllo di Qualità Interno ID  
ID-Internal Quality Control / ID-Control de Calidad Interno  
ID-Contrôle de qualité interne / ID-Controlo de Qualidade Interno**

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultate / Results / Résultats Risultato / Resultado / Resultado	A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Cell 1 AB ccD.ee	pos	pos	pos	pos	pos	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Cell 2 O ccddee	-	-	-	-	-	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Cell 3 O CcD.Ee K+	-	-	-	pos	pos	-	pos	-	pos	pos	pos	pos	-
Cell 4 O ccD <sup>weak</sup> .Ee	-	-	-	weak pos*	pos	-	-	-	pos	pos	pos	-	-
Cell 5 O DAT pos	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	weak pos

nt: nicht getestet / not tested / non testé  
non testato / no probado / não testado

- \* Kann eine normal positive Reaktion mit monoklonalen ID-Karten geben!
- \* Can give a normal positive reaction with monoclonal ID-cards!
- \* Peut donner un résultat positif normal avec des cartes-ID monoclonales !
- \* Può dare una reazione positiva normale con le ID-Cards monoclonali!
- \* Puede dar una reacción positiva normal con las tarjetas-ID monoclonales!
- \* Pode dar uma reação positiva normal com ID-Cards monoclonais!

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique  
Grupo indirecto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo	
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene correspondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente	Serum 1	-	-	-	-	AB
	Serum 2	pos	pos	pos	-	O
	Serum 3	pos	pos	pos	-	O

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps  
Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos	Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos	Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpo Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI	positive, anti-Fya	positive, anti-E	negative
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique / Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático	negative	positive, anti-E	negative
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina	negative	positive, anti-E	negative

Komponenten / Componenti Compenents / Componentes Composants / Componentes	Cell 1	05201.44.x (Lot:Japan: 0520.44.xx)	Serum 1	05260.99.1 (Lot:Japan: 0526.99.11)
	Cell 2	05221.44.x (Lot:Japan: 0522.44.xx)	Serum 2	05270.02.2 (Lot:Japan: 0527.02.21)
	Cell 3	05211.44.x (Lot:Japan: 0521.44.xx)	Serum 3	05280.99.1 (Lot:Japan: 0528.99.11)
	Cell 4	05231.44.x (Lot:Japan: 0523.44.xx)		
	Cell 5	05241.44.x (Lot:Japan: 0524.44.xx)		

Set	45341.44.x (Lot:Japan: 4534.44.xx)		2025.06.09 (Japan: 09.06.25)
-----	------------------------------------	--	------------------------------

**Verwendete Reagenzien / Reactifs used / Réactifs utilisés / Reagenti impiegati / Reactivos utilizados / Reagentes usados**

ID-Karte / ID-card / Cartes-ID ID-Card / ID-Tarjeta / Card-ID	<b>LOT</b>	
Testerythrozyten / Test cells / Hématies / Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste	<b>LOT</b>	
ID-Diluent	<b>LOT</b>	
ID-Diluent 1		
ID-Diluent 2		

**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
 Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado	A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada													
Cell 1 AB ccD.ee													
Cell 2 O ccddee													
Cell 3 O CcD.Ee K+													
Cell 4 O ccD <sup>weak</sup> .Ee													
Cell 5 O DAT pos													

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado		A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente	Serum 1					
	Serum 2					
	Serum 3					

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /  
 Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos	Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos	Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos
Testerythrozyten / Test cells / Hématies/Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste	I II III IV V VI	I II III IV V VI	I II III IV V VI
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI			
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático			
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina			

**Datum / Date / Date /  
 Data / Fecha / Data:**
**Visum / Signature / Signature /  
 Firma / Firma / Assinatura:**
**Blutgruppenbestimmung / Blood group determination / Détermination des groupes sanguins  
 Determinazione del gruppo sanguigno / Determinación del grupo sanguíneo / Determinação do grupo sanguíneo**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado	A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	DAT / TAD
Verwendete Konfiguration / Configuration used / Configuration utilisée / Profilo utilizzato / Configu- ración utilizó / Configuração usada													
Cell 1 AB ccD.ee													
Cell 2 O ccddee													
Cell 3 O CcD.Ee K+													
Cell 4 O ccD <sup>weak</sup> .Ee													
Cell 5 O DAT pos													

**Serumgegenprobe / Reverse grouping / Épreuve sérique / Gruppo indiretto / Grupo sérico o inverso / Prova reversa**

Resultat / Result / Résultat Risultato / Resultado / Resultado		A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	O*	Blutgruppe / Blood group / Groupes sanguins / Gruppo sanguigno / Grupo sanguíneo / Grupo sanguíneo
* positiv, wenn das entsprechende Antigen vorhanden ist * positive, if the corresponding antigen is present * positif, si l'antigène correspondant est présent * positivo, se l'antigene corrispondente è presente * positivo, si el antígeno correspondiente está presente * positivo, se o antígeno correspondente está presente	Serum 1					
	Serum 2					
	Serum 3					

**Antikörpernachweis / Antibody detection / Détection d'anticorps /  
 Determinazione dell'anticorpo / Escrutinio de anticuerpos / Detecção de anticorpos**

Methode / Method / Méthode / Metodo / Método / Método	Serum 1 mit Antikörper / con anticorpo Serum 1 with antibody / con el anticuerpo Serum 1 avec anticorps / com anticorpos	Serum 2 mit Antikörper / con anticorpo Serum 2 with antibody / con el anticuerpo Serum 2 avec anticorps / com anticorpos	Serum 3 ohne Antikörper / senza anticorpi Serum 3 without antibody / sin anticuer Serum 3 sans anticorps / sem anticorpos
Testerythrozyten / Test cells / Hématies/Emazie testo / Eritrocitos de prueba / Eritrócitos-teste	I II III IV V VI	I II III IV V VI	I II III IV V VI
IAT / IAT / TIA / TAI / PAI / TAI			
Enzymtest / Enzyme test / Test enzymatique Test in enzima / Prueba enzimática / Teste enzimático			
Papaintest / Papain test / Test papaïne / Test in papaina / Prueba de la papaina / Teste de Papaina			

**Datum / Date / Date /  
 Data / Fecha / Data:**
**Visum / Signature / Signature /  
 Firma / Firma / Assinatura:**