




ID-System

Le plus vaste choix de cartes gel et applications

Le choix de configurations de cartes gel offert par Bio-Rad se distingue en proposant non seulement un plus large panel de cartes gel mais aussi des configurations adaptées à vos tests personnalisés.

Les cartes-ID proposées par Bio-Rad permettent une interprétation facilitée des résultats, à la fois pour les tests manuels et automatisés.


Simple et flexible pour une productivité maximale.



Groupages ABO/D

Large gamme de cartes-ID conformes aux directives de groupages ABO/D.


- Combinés avec épreuve globulaire et épreuve sérique
- Combinés avec épreuve globulaire, épreuve sérique et détermination des antigènes de groupe Rh + K
- Cartes-ID de confirmation pour patients et/ou donneurs
- Unique ou double détermination de RhD
- Combinés avec un TDA pour les tests pour nouveau-nés
- Différents anticorps monoclonaux pour A, B et D (DVI- et DVI+)
- Protocoles de test spécifiques pour nouveau-nés



Phénotypes Rh/K

Différents profils de cartes-ID couvrant tous les besoins et fournissant différentes lignées cellulaires.


- Différentes combinaisons, incluant C^w
- Sous-groupes Rh + K ou D
- Différents anticorps monoclonaux



Investigations supplémentaires

Solutions spécifiques pour les sous-groupes A et pour l'investigation du D faible/partiel.


- Sous-groupes A; anti-A₁, anti-H
- Détermination de RhD partiel
- Vérification de D faible par TIA



Test antigénique

Phénotypage étendu/élargi de vos patients et/ou donneurs grâce à des solutions flexibles : cartes-ID à profil ou pour détermination antigénique unique.


- Phénotypage étendu/élargi
- Profils antigénique
- Test antigénique unique ou combiné



Test direct à l'antiglobuline (TDA)

Investigation de vos échantillons TDA positifs avec des solutions spécifiques pour mieux évaluer le risque d'hémolyse.

- Avec AGH polyspécifique ou monospécifique
- Investigations supplémentaires : dilution de l'IgG et différenciation des sous-classes d'IgG
- Cartes-ID pour évaluer la possible sévérité d'un TDA positif



Recherche d'anticorps

L'offre complète de panels d'hématies et de cartes-ID pour la recherche d'anticorps.

Cartes-ID

- Avec AGH polypécifique ou monospécifique
- Différentes options disponibles, incluant le test enzymatique
- Pour groupage sanguin et recherche d'anticorps

Hématies-ID

- Hématies-tests pour la recherche d'anticorps
- Hématies natives et traitées par enzyme
- Kits pour patients et/ou donneurs
- Panel étendu avec Lu^a et Kp^a
- Recherche d'anticorps dans les échantillons maternels suite à une prophylaxie anti-D



Identification d'anticorps


La solution complète pour votre test d'identification d'anticorps.

Cartes-ID

- Avec AGH polypécifique ou monospécifique
- Combinées avec la technique enzymatique

Hématies-ID


- Panels d'hématies pour identification d'anticorps
- Panels supplémentaires pour les cas complexes
- Hématies natives et traitées par enzyme
- Recherche d'anticorps dans les échantillons maternels suite à une prophylaxie anti-D



Tests de compatibilité

Large offre de tests de compatibilités comprenant une épreuve de compatibilité complète en une seule étape.

- Avec AGH polypécifique ou monospécifique
- Avec technique enzymatique
- Pour épreuve de compatibilité complète
- Autocontrôle



Contrôle de qualité de la sérologie des groupes sanguins

La solution la plus complète et évolutive pour le contrôle qualité de vos tests d'immunohématologie.

- Pour épreuve globulaire et/ou épreuve sérique ABO, phénotypes RhD et Rh/K
- Dépistage et identification d'anticorps
- Test de compatibilité
- TDA : Différenciation entre IgG et complément; 1 hématie sensibilisée par de l'IgG et 1 hématie recouverte de C3b(c/d)
- Anti-D ≤ 0,05 UI/ml calibré vis-à-vis de l'étalon international 01/572 de l'OMS
- Détermination de l'antigène D en méthode directe et en TIA



Titration d'anticorps

Milieu de dilution destiné à être utilisé pour la détermination du titre d'anticorps dans les échantillons de patient et/ou donneur avec la gamme de produits ID-System.

Cartes-ID

- LISS/Coombs (anti-IgG de lapin et anti-C3d monoclonal)
- Coombs Anti-IgG (anti-IgG de lapin)
- Test NaCl, enzyme et agglutinines froides (gel neutre)

Hématies

- Hématies natives incluant les hématies pour épreuve plasmatique, recherche et identification d'anticorps, panels étendus et vos propres hématies



Solutions diverses

Préparation, traitement et conservation de vos hématies.

- Solutions de Basse Force Ionique, de broméline
- Papaine
- Kit pour élution
- Solution pour congélation et décongélation des hématies
- Solution de stabilisation des hématies pour utilisation avec les cartes-ID



Pour plus d'information :

www.bio-rad.com/immunoematology



BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc

Les applications listées ainsi que les réactifs associés ne sont que des exemples. Veuillez-vous référer au catalogue ID-System, à votre point de contact Bio-Rad local ou www.bio-rad.com pour plus d'informations sur la gamme complète.

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant local Bio-Rad ou visiter notre site : www.bio-rad.com/diagnostics



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** +61 (2) 9914 2800 **Austria** +43 (0) 1 877 89 01 9 **Belgium** +32 (0) 3 710 53 00 **Brazil** +55 11 3065 7550
Canada +1 514 334 4372 **China** +86 21 6169 8500 **Czech Republic** +420 241 431 660 **Denmark** +45 44 52 10 00 **Finland** +358 9 804 22 00
France +33 (0)1 47 95 60 00 **Germany** +49 (0) 89 31884 393 **Greece** +30 210 7774396 **Hong Kong** +85 2 2789 3300 **Hungary** +36 1 459 6190
India +91 124 4029300 **Israel** +972 03 963 6025 **Italy** +39 024 94 86 600 **Japan** +81 3 6361 7070 **Korea** +82 080 007 7373 **Mexico** +52 (55) 5488 7670
The Netherlands +31 (0)318 540 666 **New Zealand** +64 (9)415 2280 **Norway** +47 23 38 41 30 **Poland** +48 22 331 99 99 **Portugal** +351 21 47 27 700
Russia +7 495 721 1404 **Singapore** +65 6415 3170 **South Africa** +27 11 442 8508 **Spain** +34 91 490 6580 **Sweden** +46 844 98053
Switzerland +41 (0) 61 717 9555 **Taiwan** +886 (2) 2578-7189 **Thailand** (662) 651 8311 **United Kingdom** +44(0)1923 471301