

Biotestcell-P1, -P2

REF	816012
LOT	3520011-00
	2025-07-14

186484 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren			
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID			
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum		Signature Unterschrift	

			Rh-hr						Kell						Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego	Special Type** Besonderheiten**			Test Results Ergebnisse					
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b								
P1	104662	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	+	+	o	+	o	o	+	+	+	+	+	o	nt	nt		1					
P2	105222	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt		2					

[illegible]

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+	positive	0	negative	nt	not tested	w	weak	s	strong
	positiv		negativ		nicht getestet		schwach		stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P1, -P2

REF	816012
LOT	3520011-00
	2025-07-14

