


REF	816017
LOT	3408021-00
	2024-04-22

Last Name Nachname	First Name Vorname	Born geboren		
Bloodgroup Blutgruppe	Identified Antibodies Identifizierte Antikörper	ID		
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt	Date Datum	Signature Unterschrift		

Donor-No.	Rh-Typ	Rh-hr							Kell				Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse					
		D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b						
1	104843	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	1					
2	104190	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	nt	nt	nt	nt	2						
3	104844	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	+	o	nt	nt	3							

Autocontrol																																	

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C ^w , Le ^a	E, Fy ^a , Lu ^a , N	K, Co ^a	D, Jk ^a , s, P ₁ , Xg ^a	e, Fy ^b , Jk ^b , M, S	c, Le ^b	k, Kp ^b , Lu ^b

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


+= positive 0 = negative nt = not tested w = weak
positiv negativ nicht getestet schwach

s = strong
stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3408021-00
	2024-04-22

