

Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3412021-00
	2024-05-20

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse							
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b												
1	904394	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt					1				
2	902820	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	o	nt					2				
3	904051	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt					3								

Autocontrol																																				Autocontrol																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C ^w	E, Le ^a , Co ^a	K, Lu ^a	D, Jk ^b , S	e, Fy ^a , Jk ^a , N, s, Le ^b	c, Js ^b , Fy ^b , M	k, Kp ^b , Lu ^b , P ₁ , Xg ^a


Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive 0 = negative nt = not tested w = weak s = strong
positiv negativ nicht getestet schwach stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3412021-00
	2024-05-20

