

Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3416021-00
	2024-06-17

186485 / 06

Last Name Nachname	First Name Vorname	Born geboren		
Bloodgroup Blutgruppe	Identified Antibodies Identifizierte Antikörper	ID		
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt	Date Datum		Signature Unterschrift	

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse			
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b								
1	904089	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt	1			
2	904066	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	2							
3	904411	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	nt	nt	3							

Autocontrol																																							Autocontrol											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C ^w , Lu ^a , JK ^a	E	K, Fy ^a , Le ^a , Co ^a , Co ^b	D, Fy ^b , Le ^b	e, N, s	c, JK ^b , M, S, P ₁ , Xg ^a	k, Kp ^b , Lu ^b


Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3416021-00
	2024-06-17

