


Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3432021-00
	2024-10-07

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname				Born geboren													
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper				ID													
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt						Date Datum		Signature Unterschrift											

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse			
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b							
1	104991	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	nt	nt	nt	nt	1						
2	104992	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt	2						
3	104993	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	nt	nt	3							

Autocontrol																														Autocontrol			

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C ^w , Le ^a , P ₁	E, Lu ^a , JK ^b , s	K, Co ^a	D, Fy ^a , M	e, Fy ^b , JK ^a , S	c, N, Le ^b , Xg ^a	k, Kp ^b , Lu ^b

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbige gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


+ = positive 0 = negative nt = not tested w = weak
positiv negativ nicht getestet schwach

s = strong
stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3432021-00
	2024-10-07

