


# Biotestcell-P3

<b>REF</b>	816017
<b>LOT</b>	3436021-00
	2024-11-04

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse								
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>										
1	904516	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt					1				
2	904225	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	+	nt	nt	nt	nt					2				
3	900973	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	+	o	o	+	+	o	+	o	o	nt					3				

Autocontrol																																			Autocontrol																		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit</b>	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
<b>Possible Antibodies Mögliche Antikörper</b>	C, C <sup>w</sup> , Fy <sup>b</sup>	E, Le <sup>a</sup>	K, Js <sup>b</sup> , Lu <sup>a</sup> , S, Co <sup>a</sup>	D, JK <sup>a</sup> , N, s, Xg <sup>a</sup>	e, Jk <sup>b</sup> , M, Le <sup>b</sup> , P <sub>1</sub>	c, Fy <sup>a</sup>	k, Kp <sup>b</sup> , Lu <sup>b</sup>


Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.  
Die farbige gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive    0 = negative    nt = not tested    w = weak    s = strong  
positiv        negativ        nicht getestet    schwach        stark

\*\* Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



**Biotestcell-P3**

REF	816017
LOT	3436021-00
	2024-11-04

