

# Biotestcell-P3

<b>REF</b>	816017
<b>LOT</b>	3448021-00
	2025-01-27

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname												Born geboren					
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper												ID					
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt														Date Datum			Signature Unterschrift		

		Rh-hr						Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse			
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>						
1	105085	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	1				
2	100069	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	o	o	+	+	+	+	o	o	nt	2					
3	105086	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	3					

Autocontrol																														Autocontrol			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--


<b>Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit</b>	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
<b>Possible Antibodies Mögliche Antikörper</b>	C, C <sup>w</sup> , Le <sup>a</sup>	E, Js <sup>b</sup> , Lu <sup>a</sup> , Co <sup>a</sup>	K, N	D, Fy <sup>a</sup> , JK <sup>a</sup> , M, S	e, Fy <sup>b</sup> , s	c, JK <sup>b</sup> , Le <sup>b</sup>	k, Kp <sup>b</sup> , Lu <sup>b</sup> , P <sub>1</sub> , Xg <sup>a</sup>

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.  
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+= positive positiv  
 0= negative negativ  
 nt = not tested nicht getestet  
 w = weak schwach  
 s = strong stark

\*\* Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.

**Biotestcell-P3**

REF	816017
LOT	3448021-00
	2025-01-27

