

Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3516011-00
	2025-06-16

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren			
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID			
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum		Signature Unterschrift	

			Rh-hr						Kell						Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**			Test Results Ergebnisse				
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b								
1	105196	R ₁ ^w R ₁	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	+	+	+	0	+	0	0	0	0	+	+	nt	nt	nt	nt		1					
2	100253	R ₂ R ₂	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	0	+	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	+	+	0	0	nt		2						
3	103266	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	+	0	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+	nt	nt	nt	nt		3						

[illegible]

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C ^w , K, M, S	E, Fy ^a , Le ^b , Co ^a	Lu ^a , Le ^a	D, Lu ^b , Jk ^a	e, Fy ^b , Jk ^b	c, Js ^b , N, s	k, Kp ^b , P ₁ , Xg ^a

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+	=	positive	0	=	negative	nt	=	not tested	w	=	weak	s	=	strong
		positiv			negativ			nicht getestet			schwach			stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3516011-00
	2025-06-16

