

Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3436011-00
	2024-11-04

186486 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

	Donor- No.	Rh- Typ	Rh-hr						Kell						Duffy		Luth- eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse			
			D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b					
1	305831	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt	1				
2	904519	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	2				
3	904518	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt	3				
4	105011	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	nt	nt	nt	nt	4					
5	306256	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	o	nt	nt	5					
6	305603	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	o	nt	6					
7	904515	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	o	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt	7					
8	600302	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	nt	HLA+**	8				
	Autocontrol																															Autocontrol					

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

** Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3436011-00
	2024-11-04

