


# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3510031-00
	2025-05-05

186486 / 06


Last Name Nachname	First Name Vorname	Born geboren
Bloodgroup Blutgruppe	Identified Antibodies Identifizierte Antikörper	ID
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt	Date Datum	Signature Unterschrift

	Donor-No.	Rh-Typ	Rh-hr					Kell					Duffy		Lutheran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse																						
			D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	M	N	S	s			Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>		Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>																					
1	103226	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	+	+	o	+	nt	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	o	nt	nt	nt	nt	1																					
2	105058	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	HLA+**	2																		
3	105160	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		3																					
4	904655	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+ <sup>w</sup>	o	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	HLA+**	4																			
5	904656	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	nt	nt	nt	nt		5																			
6	105162	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	nt	nt	nt	nt		6																				
7	105163	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt		7																					
8	103163	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		8																					
Autocontrol																																	Autocontrol																					

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.  
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

\*\* Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+ = positive positiv    0 = negative negativ    nt = not tested nicht getestet    w = weak schwach    s = strong stark

 **Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**  
Industriest. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3510031-00
	2025-05-05

