


Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3412011-00
	2024-05-20

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**		Test Results Ergebnisse			
Donor-No.	Rh-Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b						
1	305831	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt		1			
2	104867	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		2			
3	102420	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	nt		3				
4	600026	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	o	o	o	o	o	o	+	o	nt	Cs(a-), Yk(a+weak)		4			
5	306256	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	o	+	+	+	o	+	o	o	+	o	+	+	+	o	nt	nt	HLA+**		5		
6	305603	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	o	nt	HLA+**		6		
7	104146	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	nt	nt	nt	nt		7			
8	600302	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	nt		8			
9	550011	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	nt		9			
10	306367	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		10				
11	904322	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	+	+	nt	nt	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt	HLA+**		11		
Autocontrol																																Autocontrol					

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3412011-00
	2024-05-20

