

Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF

816021

LOT

3440011-00

2024-12-02

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

	Donor- No.	Rh- Typ	Rh-hr							Kell						Duffy		Luth- eran		Kidd				MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse			
			D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b								
1	305606	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	o	+	+	o	o	+	o	o	nt		1					
2	304320	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	o	o	+	+	o	o	+	o	o	nt		2					
3	105044	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	o	nt	nt	nt	nt	HLA+**	3						
4	305187	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	+	+	o	o	nt		4						
5	305965	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	o	nt		5						
6	600027	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	nt		6					
7	305405	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	nt		7					
8	902091	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	nt		8					
9	550011	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	nt		9					
10	306367	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		10							
11	306129	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	+	+	nt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt		11							
Autocontrol																																Autocontrol								

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbige gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+ = positive 0 = negative nt = not tested w = weak s = strong
positiv negativ nicht getestet schwach stark

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3440011-00
	2024-12-02

