


# Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

<b>REF</b>	816021
<b>LOT</b>	3451011-00
	2025-02-17

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse							
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>								
1	305606	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	o	o	+	o	o	o	nt						1	
2	304320	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+ <sup>s</sup>	+	+	o	o	nt						2	
3	105111	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	HLA+**						3	
4	305187	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	o	o	+ <sup>w</sup>	+	+	+	o	nt						4		
5	305965	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	o	o	nt						5		
6	600027	r'r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	o	+	o	+	+	o	o	nt						6	
7	305405	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+ <sup>w</sup>	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt						7		
8	104407	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	o	+	nt	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	nt	nt						8		
9	550099	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	+	o	+	+	+	o	+	o	+	+	+	o	+	nt	HLA+**						9	
10	306503	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt						10		
11	306129	R <sub>1</sub> r	+	+	o	+	+	o	o	+	+	+	nt	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt						11	
Autocontrol																																								Autocontrol

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbigen gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


\*\* Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive    0 = negative    nt = not tested    w = weak    s = strong  
positiv        negativ        nicht getestet    schwach        stark



# Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3451011-00
	2025-02-17

