


# Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

<b>REF</b>	816021
<b>LOT</b>	3512011-00
	2025-05-19

187500 / 07


Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse					
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>						
1	305606	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	+	o	o	o	nt					1
2	304320	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+ <sup>s</sup>	+	+	o	o	nt					2
3	904662	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt					3	
4	305187	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+ <sup>w</sup>	+	+	+	o	nt					4	
5	305965	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	o	o	nt	HLA+**					5
6	600027	r'r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	o	nt					6	
7	305405	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+ <sup>w</sup>	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt					7	
8	901877	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt					8	
9	550014	R <sub>1</sub> r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	nt					9	
10	306367	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt					10	
11	306129	R <sub>1</sub> r	+	+	o	+	+	o	o	+	+	+	nt	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt	HLA+**					11
Autocontrol																																						Autocontrol

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbigen gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

\*\* Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive    0 = negative    nt = not tested    w = weak    s = strong  
positiv       negativ       nicht getestet    schwach    stark


 **Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**  
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



 0197

# Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3512011-00
	2025-05-19

