

Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF

816021

LOT

3516011-00

2025-06-16

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

			Rh-hr						Kell						Duffy		Luth- eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**			Test Results Ergebnisse						
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b										
1	305786	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	+	o	o	o	o	+	o	o	o	nt	HLA+**	1							
2	902449	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	o	+	+	+	+	+	o	o	nt		2						
3	600101	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	o	o	nt		3								
4	305531	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	nt		4								
5	104264	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	nt	nt		5								
6	304151	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt	Yt(b+)	6							
7	902708	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	o	+	+	o	+	o	o	+	+	+	+	o	o	nt		7							
8	304357	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	o	+	o	+	o	o	+	o	o	o	+	o	o	nt		8							
9	550011	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	nt		9							
10	550047	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	o	o	o	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	+	+	+	o	o	nt		10							
11	304616	R ₂ r	+	o	+	+	+	o	o	+	+	+	o	+	+	o	o	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt		11							
	Autocontrol																															Autocontrol										

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive
positiv

0 = negative
negativ

nt = not tested
nicht getestet

w = weak
schwach

s = strong
stark



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3516011-00
	2025-06-16

