

Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF

816021

LOT

3520011-00

2025-07-14

187500 / 08

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren			
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID			
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum		Signature Unterschrift	

			Rh-hr						Kell						Duffy		Luth- eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**			Test Results Ergebnisse					
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b									
1	105226	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	nt	nt	nt	nt	HLA+**		1						
2	904434	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	nt	nt	nt	nt		2							
3	904692	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	+	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt		3							
4	105224	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	o	o	nt	nt	nt	nt		4						
5	105223	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		5							
6	305603	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	o	nt		6							
7	901479	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	o	o	+	o	+	o	o	o	nt		7							
8	904695	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	o	+	+	+	o	o	+	o	nt	nt	nt	nt		8								
9	550014	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	nt		9						
10	306367	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		10							
11	305711	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	+	+	o	+	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	+	+	+	o	o	nt		11							
	Autocontrol																															Autocontrol									

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive
positiv

0 = negative
negativ

nt = not tested
nicht getestet

w = weak
schwach

s = strong
stark



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3520011-00
	2025-07-14

