

Biotestcell - Di^a

REF 816031

LOT 3420011-00

🕒 2024-07-15

187501 / 10

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|------|-----------|
| Last Name | | First Name | | Born | |
| Bloodgroup | | Identified Antibodies | | ID | |
| Hospital / Physician | | | | Date | Signature |

| | | Rh-hr | | | | | | | Kell | | | | | Duffy | | Luth-eran | | Kidd | | MNS | | | | Lewis | | P | Xg | Colton | | Diego | | Special Type** | Test Results | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|----------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|-------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| | Donor-No. | Rh-Typ | D | C | E | c | e | C ^w | K | k | Kp ^a | Kp ^b | Js ^a | Js ^b | Fy ^a | Fy ^b | Lu ^a | Lu ^b | JK ^a | JK ^b | M | N | S | s | Le ^a | Le ^b | P ₁ | Xg ^a | Co ^a | Co ^b | Dj ^a | Dj ^b | | | | |
| Di ^a | 990003 | R ₂ r | + | o | + | + | + | o | o | + | o | + | nt | nt | + | + | o | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + | nt | nt | + | nt | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Autocontrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

+ = positive 0 = negative nt = not tested w = weak s = strong

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
 Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
 Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
 www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

