


Biotestcell - Di^a

REF	816031
LOT	3444011-00
	2024-12-30

187501 / 10


Last Name	First Name	Born	
Bloodgroup	Identified Antibodies	ID	
Hospital / Physician	Date	Signature	

		Rh-hr					Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd				MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type**	Test Results						
	Donor-No.	Rh-Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b							
Di ^a	990018	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	o	+	+	+	nt	nt	+	nt							

Autocontrol																																										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ = positive 0 = negative nt = not tested w = weak s = strong

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly.

 **Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**
 Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
 Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
 www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

